

LIMED GABINET STOMATOLOGICZNY
MICHAŁ CHROBAK
Nr księgi rejestrowej: 000000191320
ZAKŁAD LECZNICZY: CENTRUM ORTODONCJI
I IMPLANTOLOGII LIMED



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: CENTRUM
ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII LIMED
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Poradnia
stomatologiczna KOD:001
UL. ~~Olczakowska~~ 37, 53-010 Wrocław
Tel: 605058043
www.limed.eu

ZALECENIA DLA WYCIĄGU ZEWNĄTRZYSTNEGO HEADGEAR

1. Zakładaj wyciąg zewnątrzustny zgodnie z instrukcją lekarza ortodonta
2. Nigdy nie noś wyciągu zewnątrzustnego podczas uprawiania sportów lub aktywnych zabaw
3. Nie pozwalaj innym chwytać wyciągu lub pociągać za niego. Jeśli ktoś złapie za wyciąg, powinieneś również go przytrzymać, dopóki nie puści go ta osoba. Potem zdejmij aparat i sprawdź, czy jakiś element nie został urwany lub przemieszczony
4. Jeśli masz problem z założeniem lub zdjęciem łuku twarzowego, nie rób tego na siłę! Zostaw tak, jak jest i udaj się po pomoc do swojego ortodonta
5. Jeśli aparat spadnie lub sam go zdejmiesz w ciągu nocy, zostaw go poza łóżkiem
6. Jeśli kiedykolwiek czepiec/pasek karkowy/łuk twarzowy spadnie w nocy lub pojawią się jakiegokolwiek problemy, przerwij noszenie aparatu i skontaktuj się jak najszybciej ze swoim ortodontą
7. Przynoś ze sobą wyciąg zewnątrzustny na każdą wizytę u ortodonta.